

# Podávání kyslíku pomocí koncentrátoru



Manuál byl vydán díky finanční podpoře Nadace Komerční banky a.s. – Jistota



## FOTONÁVOD VII.

Cesta domů, z.ú.

**Podávání kyslíku může být indikováno u pacientů s pocitem dušnosti. Doma můžete kyslík nemocnému podat pomocí kyslíkového koncentrátoru, který si zapůjčíte v půjčovně pomůcek.**

### 1

Kyslíkový koncentrátor je potřeba nejdříve připravit. Na horní části se nachází zvlhčovač – plastová nádobka, do které dolijte destilovanou vodu. Na nádobce jsou rysky minimum a maximum. Destilovanou vodu dolijte tak, aby se její hladina pohybovala mezi těmito ryskami.



### 2

Poté na nádobku našroubujte víko a upevněte na horní část koncentrátoru. Koncentrátor zapojte do zásuvky.



### 3

Vyndejte kyslíkové brýle, nebo kyslíkovou masku, které jsou součástí zapůjčeného balíčku s koncentrátorem. Pokud nevíte, zda použít brýle, nebo masku, nechte vybrat nemocného nebo se poraďte se sestrou hospice.



### 4

Konec kyslíkových brýlí nasadte na víčko. Na druhém konci jsou 2 výstupy, které přiložíte nemocnému k nosním dírám. Hadičky brýlí pak vedte nemocnému za uši. Pomocí posuvné bužírky můžete upravovat utažení. Kyslíkový koncentrátor zapněte tlačítkem. Uslyšíte krátké písknutí a poté bublání. Kyslík nyní proudí kyslíkovými brýlemi k nemocnému.



### 5

Regulátorem, který je umístěn z přední strany koncentrátoru, nastavte hodnotu, kterou vám doporučil lékař nebo sestra. Výborně!



### 6

Přístroj umístěte tak, aby nenasával jakkoliv znečištěný nebo vlhký vzduch. Pokud potřebujete, je možné použít prodlužovací hadičku, kterou zapojíte mezi koncentrátor a kyslíkové brýle. Udržujte přístroj v suchu, v případě potřeby otřete suchým hadříkem. Zvlhčovač průběžně doplňujte, jednou týdně vodu vyměňte. Přístroj nezakrývejte. Při používání kyslíkového koncentrátoru nekuřte.

V případě poruch, pískání, vypínání se přístroje volejte do půjčovny pomůcek, nebo kontaktujte linku vašeho hospice.